



PROGRAM HIGIENY DLA GABINETÓW LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH



ECOLAB®

Everywhere It Matters.

TECHNIKA DEZYNFEKCJI RĄK

zgodnie z EN 1500



Pobrać odpowiednią ilość preparatu antyseptycznego na suche dłonie ułożone w kształt kubka i wcierać w ręce przez 30 sekund zgodnie ze standardem pokazanym poniżej

(Ręce muszą być zwilżone przez cały czas dezynfekcji. Czynności na każdym etapie powtórzyć 5 razy przed przejściem do następnego etapu)



1



Pocieranie wewnętrznych części dłoni

4



Pocieranie grzbietowej części zgiętych palców jednej dłoni pod zgiętymi palcami drugiej dłoni
(zmiana rąk)

2



Pocieranie powierzchnią dłoni o grzbiet dłoni
(zmiana rąk)

5



Obrotowe pocieranie kciuka prawej dłoni o wewnętrzną część zaciśniętej na nim lewej dłoni
(zmiana rąk)

3



Pocieranie wewnętrznych części dłoni z przeplecionymi palcami

6



Okrężne pocieranie opuszków palców prawej dłoni w zagłębieniu dłoniowym lewej dłoni
(zmiana rąk)

Higiena rąk

Nasze produkty do mycia i dezynfekcji rąk są doskonale tolerowane przez skórę. Myjąc chroniąc i pielęgnując, nie powodują podrażnień. Szczególnie starannie dobrana receptura preparatów dezynfekcyjnych silnie redukuje liczbę mikroorganizmów na skórze. Są powszechnie stosowane dzięki przyjemnej formule i wysokiej akceptacji przez pracowników, co pozwala w wyższym stopniu przestrzegać zaleceń procedur higieny.



Dezynfekcja rąk	Skinman® complete - Szerokie spektrum działania wobec bakterii (łącznie z Tbc) i drożdży. Działa wirusobójczo (testowany zgodnie z normą EN 14476): wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV) - testowany zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha) oraz Polio, Adeno, Parvo, Rotawirusów, Norowirusów - Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk - Idealnie wyselekcjonowane środki nawilżające i pielęgnujące skórę - Krótki czas dezynfekcji - Przebadany dermatologicznie i klinicznie - Pozwolenie MZ na obrót produktem biobójczym nr 3591/08	Obszar zastosowań <table><tr><td>ręce</td><td>✓</td></tr><tr><td>skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami</td><td>✗</td></tr><tr><td>substancje pielęgnujące</td><td>✓</td></tr><tr><td>substancje nawilżające</td><td>✓</td></tr></table>	ręce	✓	skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami	✗	substancje pielęgnujące	✓	substancje nawilżające	✓	Opakowania 100 ml butelka (3050390): 50x100 ml 500 ml butelka (3050350): 24x500 ml				
ręce	✓														
skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami	✗														
substancje pielęgnujące	✓														
substancje nawilżające	✓														
Dezynfekcja rąk	Spirigel® complete Alkoholowy żel - Szerokie spektrum działania wobec bakterii (łącznie z Tbc) i drożdży. Działa wirusobójczo (testowany zgodnie z normą EN 14476) i wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV) testowany zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha), Polio, Adeno, Parvo, Rotawirusów, Norowirusów - Pełne działanie wirusobójcze, krótki czas działania - Odpowiedni do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk - Formuła o niższej lepkości - Innowacyjna pompka SpirilPump dostosowana do dozowania żelu - Zawiera składniki chroniące skórę: aloes, pantenol i glicerynę - Szeroki wybór opakowań i możliwości dozowania	Obszar zastosowań <table><tr><td>ręce</td><td>✓</td></tr><tr><td>skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami</td><td>✗</td></tr><tr><td>substancje pielęgnujące</td><td>✓</td></tr><tr><td>substancje nawilżające</td><td>✓</td></tr></table>	ręce	✓	skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami	✗	substancje pielęgnujące	✓	substancje nawilżające	✓	Opakowania butelka 500 ml z pompką (3057370): 12x500 ml butelka 500 ml (3057350): 12x500 ml woreczek 800 ml (3057390): 6x800 ml butelka kieszonkowa 60 ml (3059600): 24x60 ml NOWOŚĆ				
ręce	✓														
skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami	✗														
substancje pielęgnujące	✓														
substancje nawilżające	✓														
Dezynfekcja rąk	Skinman® Soft - Aktywny w stosunku do bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, rotawirusów i wirusów opryszczki. Inaktywuje wirusy HBV i HIV - Pielęgnuje skórę i chroni ją przed wysychaniem - Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk - Wartość pH 5,5 - Przebadany klinicznie i dermatologicznie - Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka nr ZF-K-53/07 - Świadectwo Rejestracji MZ nr 13047	Obszar zastosowań <table><tr><td>ręce</td><td>✓</td></tr><tr><td>skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami</td><td>✗</td></tr><tr><td>substancje pielęgnujące</td><td>✓</td></tr><tr><td>substancje nawilżające</td><td>✓</td></tr></table>	ręce	✓	skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami	✗	substancje pielęgnujące	✓	substancje nawilżające	✓	Opakowania 100 ml butelka (3005290): 50x100 ml 500 ml butelka (3005300): 24x500 ml 5 l kanister (3005310): 1x5 l				
ręce	✓														
skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami	✗														
substancje pielęgnujące	✓														
substancje nawilżające	✓														
Dezynfekcja rąk	Spitaderm® - Działanie bakteriobójcze (łącznie z Tbc), grzybobójcze, wirusobójcze: HBV, HIV, Rota, Herpes - Wysoka skuteczność dezynfekcji rąk i skóry - Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk - Izopropanol odpowiada za natychmiastowe działanie przeciwko wszystkim mikroorganizmom - Optymalnie dobrany skład - Wartość pH (6,5 – 7,5) - Zawiera nadtlenek wodoru i diglukonian chlorheksydyny (przedłużone działanie dezynfekcyjne do ponad 3 godzin) - Autosterylność (Patent Europejski nr 0016319) - Preparat został przetestowany w warunkach klinicznych - Świadectwo Rejestracji MZ nr 13042	Obszar zastosowań <table><tr><td>ręce</td><td>✓</td></tr><tr><td>skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami</td><td>✓</td></tr><tr><td>substancje pielęgnujące</td><td>✓</td></tr><tr><td>substancje nawilżające</td><td>✗</td></tr></table>	ręce	✓	skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami	✓	substancje pielęgnujące	✓	substancje nawilżające	✗	Opakowania 500 ml butelka (3006020): 24x500 ml 5 l kanister (3006030): 1x5 l				
ręce	✓														
skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami	✓														
substancje pielęgnujące	✓														
substancje nawilżające	✗														
Mycie i dezynfekcja rąk	Hydrex® S - Do jednoczesnego mycia i dezynfekcji - Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, inaktywuje wirusy HBV i HIV - Zawiera chlorheksydynę - Do higienicznej dezynfekcji rąk - Do dezynfekcji rąk przed operacją lub zabiegiem chirurgicznym - Do dezynfekcji skóry całego ciała pacjenta przygotowywanego do operacji lub zabiegu chirurgicznego - Świadectwo rejestracji MZ nr 12029/M/01	Obszar zastosowań <table><tr><td>ręce</td><td>✓</td></tr><tr><td>całe ciało</td><td>✓</td></tr><tr><td>sucha skóra i wrażliwa</td><td>✓</td></tr><tr><td>zniszczona skóra</td><td>✓</td></tr><tr><td>dekontaminacja</td><td>✓</td></tr><tr><td>profilaktyka przeciwdrożdżynowa</td><td>✗</td></tr></table>	ręce	✓	całe ciało	✓	sucha skóra i wrażliwa	✓	zniszczona skóra	✓	dekontaminacja	✓	profilaktyka przeciwdrożdżynowa	✗	Opakowanie 500 ml butelka (3044170): 12x500 ml pompka (10042880): 1x12 szt.
ręce	✓														
całe ciało	✓														
sucha skóra i wrażliwa	✓														
zniszczona skóra	✓														
dekontaminacja	✓														
profilaktyka przeciwdrożdżynowa	✗														

Skinman® scrub

- Spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA/ORSA) i wszystkie wirusy osłonię (łącznie z HBV, HCV i HIV) testowany zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha)
- Przetestowany wg normy EN 1499 w zakresie higienicznego mycia rąk
- Doskonale tolerowany przez skórę
- Przyjazna dla skóry wartość pH 5,5
- Starannie dobrane substancje zapachowe
- Preparat syntetyczny, nie zawiera mydła
- Pozwolenie MZ nr 1348/04 na obrót produktem biobójczym

Obszar zastosowań

ręce	✓
całe ciało	✓
sucha skóra i wrażliwa	✓
zniszczona skóra	✓
dekontaminacja	✓
profilaktyka przeciwoleżynowa	✓

Opakowania

500 ml butelka (3027880): 24x500 ml
6 l Kanister (3014890): 1x6 l



Seraman® medical

- Połączenie dobrze tolerowanych przez skórę związków powierzchniowo-czynnych
- Przyjazna dla skóry wartość pH 5,0
- Zawiera dodatek substancji natłuszczającej, co jest szczególnie ważne w przypadku mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn
- Starannie dobrane substancje zapachowe
- Preparat syntetyczny, przetestowany dermatologicznie i przebadany klinicznie
- Nie zawiera mydła
- Szybko działające substancje aktywne, wyważony skład chemiczny
- Produkt zgłoszony do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach – nr w rejestrze RK/91081/2003

Obszar zastosowań

ręce	✓
całe ciało	✓
sucha skóra i wrażliwa	✓
zniszczona skóra	✓
dekontaminacja	✗
profilaktyka przeciwoleżynowa	✓

Opakowania

500 ml butelka (3038610): 24x500 ml
6 l kanister (3038660): 1x6 l



Seraman® sensitive / foam

- Delikatny płyn i pianka myjąca
- Możliwość mycia noworodków od 1-go dnia życia
- Wyjątkowe właściwości myjące dzięki połączonemu działaniu środków powierzchniowo-czynnych i APG
- Produkt bezbarwny i bezzapachowy
- Przyjazna dla skóry wartość pH 5,0
- Przebadany dermatologicznie
- Zminimalizowana ilość składników, brak ryzyka alergii
- Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka nr ZF-K-11/2001
- Produkty zgłoszone do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach:
Seraman® sensitive foam nr w rejestrze RK/36677/2002,
Seraman® sensitive nr w rejestrze RK/36678/2002

Obszar zastosowań

ręce	✓
całe ciało	✓
sucha skóra i wrażliwa	✓
zniszczona skóra	✓
dekontaminacja	✗
profilaktyka przeciwoleżynowa	✓

Opakowania

woreczek 800 ml (3029150): 6x800 ml
butelka z pompką spieniającą 200 ml (3038790): 12x200 ml
butelka 400 ml (3038750): 24x400 ml



Manisoft®

- Połączenie szczególnie dobrze tolerowanych przez skórę związków powierzchniowo-czynnych
- Dodatek substancji nawilżającej
- Przyjazna dla skóry wartość pH 5,0
- Starannie dobrane substancje zapachowe
- Preparat syntetyczny, nie zawiera mydła
- Przebadany dermatologicznie
- Szybko działające substancje aktywne, wyważony skład chemiczny
- Produkt zgłoszony do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach – nr w rejestrze RK/36679/2002

Obszar zastosowań

ręce	✓
całe ciało	✓
sucha skóra i wrażliwa	✓
zniszczona skóra	✓
dekontaminacja	✗
profilaktyka przeciwoleżynowa	✗

Opakowania

500 ml butelka (3039150): 24x500 ml
6 l kanister (3016670): 1x6 l



Manisoft® foam

- W postaci kremowej gęstej pianki myjącej, zapewniającej doskonale pokrycie skóry
- Preparat przyjazny dla skóry (formuła APG)
- Neutralna dla skóry wartość pH
- Przetestowany dermatologicznie
- Delikatny zapach
- Produkt zgłoszony do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach – nr w rejestrze RK/241374/2009

Obszar zastosowań

ręce	✓
całe ciało	✓
sucha skóra i wrażliwa	✓
zniszczona skóra	✓
dekontaminacja	✗
profilaktyka przeciwoleżynowa	✗

Opakowanie

400 ml butelka (3039520): 24x400 ml



Pielęgnacja rąk	Silonda® • Do wrażliwej i narażonej na zniszczenie skóry • Doskonale wchłanianie • Bogata kompozycja olejków pielęgnujących reguluje wilgotność skóry • Chroni i wygładza skórę • Działa odświeżająco • Emulsja oleju w wodzie • Wysoka wydajność • Zgłoszona do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach – numer w rejestrze RK/36674/2002	Obszar zastosowań <table border="1"> <tr><td>ręce</td><td>✓</td></tr> <tr><td>całe ciało</td><td>✓</td></tr> <tr><td>skóra sucha</td><td>✓</td></tr> <tr><td>skóra wrażliwa</td><td>✓</td></tr> <tr><td>skóra zniszczona</td><td>✓</td></tr> <tr><td>substancje natłuszczające</td><td>✗</td></tr> <tr><td>substancje nawilżające</td><td>✓</td></tr> </table>	ręce	✓	całe ciało	✓	skóra sucha	✓	skóra wrażliwa	✓	skóra zniszczona	✓	substancje natłuszczające	✗	substancje nawilżające	✓	Opakowanie 500 ml butelka (3038890): 24x500 ml 
	ręce	✓															
całe ciało	✓																
skóra sucha	✓																
skóra wrażliwa	✓																
skóra zniszczona	✓																
substancje natłuszczające	✗																
substancje nawilżające	✓																

Pielęgnacja rąk	Silonda® Lipid • Działa regenerująco na uszkodzoną skórę • Poprawia elastyczność i wilgotność skóry • Zawiera optymalnie dobrane składniki pielęgnujące • Łatwo rozprowadza się, szybko wnika w głąb skóry • Posiada przyjemny, delikatny zapach • Przebadana dermatologicznie • Emulsja wody w oleju • Zgłoszona do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach – numer w rejestrze RK/36676/2002	Obszar zastosowań <table border="1"> <tr><td>ręce</td><td>✓</td></tr> <tr><td>całe ciało</td><td>✓</td></tr> <tr><td>skóra sucha</td><td>✓</td></tr> <tr><td>skóra wrażliwa</td><td>✓</td></tr> <tr><td>skóra zniszczona</td><td>✓</td></tr> <tr><td>substancje natłuszczające</td><td>✓</td></tr> <tr><td>substancje nawilżające</td><td>✗</td></tr> </table>	ręce	✓	całe ciało	✓	skóra sucha	✓	skóra wrażliwa	✓	skóra zniszczona	✓	substancje natłuszczające	✓	substancje nawilżające	✗	Opakowania 100 ml tuba (3014270): 50x100 ml 500 ml butelka (3038950): 24x500 ml 
	ręce	✓															
całe ciało	✓																
skóra sucha	✓																
skóra wrażliwa	✓																
skóra zniszczona	✓																
substancje natłuszczające	✓																
substancje nawilżające	✗																

Aplikacja	Zamykany dozownik na woreczki 800 ml • Przeznaczony do preparatów myjących • Obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego plastiku ABS • Łatwy w montażu i użyciu	Opakowania dozownik (10004540): 1x1 szt. 	NOWOŚĆ
-----------	--	---	---------------

Uchwyty ściennie	Uchwyty ściennie do butelek 500 ml • Służą do mocowania na ścianie butelki z preparatem myjącym lub pielęgnującym • Stanowią prosty system dozowania w komplecie z pompką • Dzięki odpowiedniemu tworzywu łatwe do utrzymania w higienicznej czystości • Przykręcane za pomocą wkrętów lub przyklejane taśmą samoprzylepną	Opakowania uchwyt ścienny (10000142): 1x1 szt. uchwyt ścienny niebieski (10061605): 1x1 szt. pompka do butelki 500 ml (10000015): 1x50 szt. 
------------------	--	---

Dozowniki łokciowe	Dermados® • Przeznaczone do preparatów myjących, dezynfekujących i pielęgnujących • Możliwość regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od ok. 0,5 do 1,5 ml • Obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego plastiku ABS • Łatwe w montażu i użyciu • Dzięki odpowiedniemu tworzywu łatwy do utrzymania w higienicznej czystości	Opakowania Dermados (10000004): 1x1 szt. Dermados do piany (10097150): 1x1 szt. tacka zabezpieczająca (10099826): 1x10 szt. 
--------------------	---	---

Aplikacja	Wysuwany zacisk do buteleczki kieszonkowej Wysuwany zacisk do buteleczki kieszonkowej 60 ml, 100 ml	Opakowania zacisk (10008743): 2x48 szt. 
-----------	---	---


Dezynfekcja skóry

Oferujemy gamę produktów do dezynfekcji skóry. Są to alkoholowe preparaty do wszystkich rodzajów skóry, odpowiednie do codziennego i rutynowego stosowania. Dzięki przyjemnej formule i łatwości użycia są powszechnie stosowane przez pracowników, co pozwala w wyższym stopniu przestrzegać zaleceń procedur higieny.



Dezynfekcja skóry	Skinsept® Pur - Szeroki zakres działania wobec mikroorganizmów występujących na powierzchni skóry: bakterii (łącznie z Tbc i MRSA) oraz grzybów i wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota i Adeno) - Krótki czas działania - Alkohole jako substancje czynne gwarantują skuteczne odkażanie o przedłużonym czasie działania, brak pozostałości na skórze, odtłuszczanie skóry, szybkie schnięcie preparatu - Autosterylny (Patent Europejski nr 0016319) - Testowany klinicznie i dermatologicznie - Pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu nr 10728/M/96	Obszar zastosowań <table><tr><td>dezynfekcja skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami itp.</td><td>✓</td></tr><tr><td>dezynfekcja skóry przed operacjami i punkcjami</td><td>✓</td></tr><tr><td>barwiony</td><td>✗</td></tr><tr><td>bezbardwy</td><td>✓</td></tr><tr><td>nie zawiera jodu</td><td>✓</td></tr></table>	dezynfekcja skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami itp.	✓	dezynfekcja skóry przed operacjami i punkcjami	✓	barwiony	✗	bezbardwy	✓	nie zawiera jodu	✓	Opakowania 350 ml butelka z atomizerem (3005350): 24x350 ml 1 l butelka (3005360): 12x1 l 5 l kanister (3005370): 1x5 l		
dezynfekcja skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami itp.	✓														
dezynfekcja skóry przed operacjami i punkcjami	✓														
barwiony	✗														
bezbardwy	✓														
nie zawiera jodu	✓														
Dezynfekcja skóry	Skinsept® Color - Szeroki zakres działania wobec mikroorganizmów występujących na powierzchni skóry: bakterii (łącznie z Tbc i MRSA) oraz grzybów i wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota i Adeno) - Krótki czas działania - Alkohole jako substancje czynne gwarantują skuteczne odkażanie o przedłużonym czasie działania, brak pozostałości na skórze, odtłuszczanie skóry, szybkie schnięcie preparatu - Autosterylny (Patent Europejski nr 0016319) - Testowany klinicznie i dermatologicznie - Pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu nr 10729/M/96	Obszar zastosowań <table><tr><td>dezynfekcja skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami itp.</td><td>✓</td></tr><tr><td>dezynfekcja skóry przed operacjami i punkcjami</td><td>✓</td></tr><tr><td>barwiony</td><td>✓</td></tr><tr><td>bezbardwy</td><td>✗</td></tr><tr><td>nie zawiera jodu</td><td>✓</td></tr></table>	dezynfekcja skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami itp.	✓	dezynfekcja skóry przed operacjami i punkcjami	✓	barwiony	✓	bezbardwy	✗	nie zawiera jodu	✓	Opakowania 350 ml butelka z atomizerem (3005320): 24x350 ml 1 l butelka (3005330): 12x1 l 5 l kanister (3005340): 1x5 l		
dezynfekcja skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami itp.	✓														
dezynfekcja skóry przed operacjami i punkcjami	✓														
barwiony	✓														
bezbardwy	✗														
nie zawiera jodu	✓														
Dekontaminacja skóry	Skinman® scrub foam - Delikatna pianka do mycia i dekontaminacji - Spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA/ORSA) i wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV i HIV) testowany zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha) - Przetestowany wg normy EN 1499 w zakresie higienicznego mycia rąk - Doskonale tolerowany przez skórę - Przyjazna dla skóry wartość pH 5,5 - Starannie dobrane substancje zapachowe - Preparat syntetyczny, nie zawiera mydła - Pozwolenie MZ nr 1162/04 na obrót produktem biobójczym	Obszar zastosowań <table><tr><td>ręce</td><td>✓</td></tr><tr><td>całe ciało</td><td>✓</td></tr><tr><td>sucha skóra i wrażliwa</td><td>✓</td></tr><tr><td>zniszczona skóra</td><td>✓</td></tr><tr><td>dekontaminacja</td><td>✓</td></tr><tr><td>profilaktyka przeciwdrożdżynowa</td><td>✓</td></tr></table>	ręce	✓	całe ciało	✓	sucha skóra i wrażliwa	✓	zniszczona skóra	✓	dekontaminacja	✓	profilaktyka przeciwdrożdżynowa	✓	Opakowanie 200 ml butelka z pompką spieniającą (3044290): 12x200 ml
ręce	✓														
całe ciało	✓														
sucha skóra i wrażliwa	✓														
zniszczona skóra	✓														
dekontaminacja	✓														
profilaktyka przeciwdrożdżynowa	✓														
Profilaktyka przeciwgrzybicza	Incidin® M Spray Extra - Preparat antybakteryjny - Zawiera alkohol i wysoko aktywny fungicyd zapobiegający reinfekcjom - Poprawia komfort stóp - Usuwa nieprzyjemny zapach - Hamuje wydzielanie potu - Produkt zgłoszony do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach – nr w rejestrze RK/76674/2003	Obszar zastosowań <table><tr><td>stopy</td><td>✓</td></tr><tr><td>skarpety i obuwiu</td><td>✓</td></tr><tr><td>obuwie operacyjne</td><td>✓</td></tr><tr><td>profilaktyka przeciwgrzybicza</td><td>✓</td></tr></table>	stopy	✓	skarpety i obuwiu	✓	obuwie operacyjne	✓	profilaktyka przeciwgrzybicza	✓	Opakowania 350 ml butelka z atomizerem (3028950): 24x350 ml 5 l kanister (3028990): 2x5 l				
stopy	✓														
skarpety i obuwiu	✓														
obuwie operacyjne	✓														
profilaktyka przeciwgrzybicza	✓														

Dezynfekcja błon śluzowych



Podstawy antyseptyki odgrywają istotną rolę w pracy kliniki, w praktyce lekarskiej i stomatologicznej. Preparaty Ecolab to środki dostosowane do biotopu śluzówek, działają szybko i długotrwale na patogenną mikroflorę śluzówek. Są dobrze tolerowane zarówno na błonach śluzowych, jak i nabłonkach przejściowych człowieka.

Higiena jamy ustnej

Oralsept® Chlorhexidine Mouthwash

- Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej i gardła
- Spektrum działania chlorheksydyny obejmujące bakterie Gram (+) i (-), grzyby, wirusy HIV i Hermes simplex
- Dodatek substancji smakowo-zapachowej (smak miętowy lub oryginalny)
- Produkt zgłoszony do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach – nr w rejestrze RK/84983/2003 (smak oryginalny), RK/84981/2003 (smak miętowy)
- Zastosowanie chlorheksydyny:
 - leczenie i profilaktyka próchnicy zębów
 - leczenie zapaleń dziąseł i chorób przyzębia
 - stany zapalne jamy ustnej, dziąseł, przyzębia i gardła
 - po zabiegach chirurgicznych i urazach w obrębie jamy ustnej
 - leczenie owrzodzeń i odleżyn dziąseł spowodowanych użytkowaniem protez
 - przy leczeniu szynami chirurgicznymi i wyciągami międzyszczękowymi
 - przy użyciu aparatów ortodontycznych i protez
 - u osób niepełnosprawnych, mających kłopoty z oczyszczaniem zębów
 - do usuwania nieprzyjemnego zapachu z ust
 - w celu ułatwienia higieny protez zębowych
 - w codziennej higienie jamy ustnej
 - w stomatologii do płukania jamy ustnej przed i po zabiegach np. usunięcie zęba, unieruchomienie złamań po urazach

Obszar zastosowań

jama ustna, gardło	✓
bezbarwny	✓
nie zawiera jodu	✓

Opakowania

300 ml butelka (smak miętowy) (3037140):
12x300 ml
300 ml butelka (smak oryginalny) (3037130):
12x300 ml



Dezynfekcja błon śluzowych

Skinsept® mucosa

- Szerokie spektrum działania wobec mikroorganizmów najczęściej występujących na śluzówkach: bakterii, grzybów, pierwotniaków, aktywny wobec wirusów HIV, HBV i Herpes
- Aktywny również przy obciążeniu krwią i substancjami białkowymi
- Krótki czas działania
- Zawiera dodatek kwasu mlekowego (fizjologiczna wartość pH – dopasowany do biotopu śluzówki)
- Autosterylność (Patent Europejski nr 0016319)
- Pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu nr 11588/M/99

Obszar zastosowań

błony śluzowe	✓
jama ustna, gardło	✗
bezbarwny	✓
nie zawiera jodu	✓

Opakowania

500 ml butelka (3005380): 12x500 ml
1 l butelka (3005390): 12x1 l



Mycie, dezynfekcja i konserwacja narzędzi i wiertel

Skontaminowane narzędzia są źródłem ryzyka zakażeń, dlatego istotna dla ochrony personelu jest natychmiastowa dezynfekcja instrumentarium medycznego zaraz po użyciu. Dzięki doskonałym właściwościom myjącym i braku efektu utrwalania zanieczyszczeń białkowych produkty Ecolab gwarantują skuteczny proces mycia i dezynfekcji.



Mycie i dezynfekcja	Sekusept® aktiv • Skuteczny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów: HBV, HCV, HIV i wirusów testowych wg. DWV (Adeno, Papova, Vakzinia i Polio) oraz sporobójczy (Bacillus subtilis) • Na bazie aktywnego tlenu • W postaci całkowicie rozpuszczalnego granulatu • Bardzo krótki czas działania - już od 5 min. • Doskonała tolerancja materiałowa • Brak interakcji z innymi substancjami aktywnymi wykorzystywanymi do maszynowej dezynfekcji końcowej (niepotrzebne płukanie po czyszczeniu wstępnym Sekusept Aktiv) • Optymalna jakość mycia • Zminimalizowany efekt pienienia • Paski kontrolne umożliwiające kontrolę aktywności preparatu • Opinia firmy Olympus • Wyrób medyczny klasy IIb	Obszar zastosowań <table><tr><td>instrumenty medyczne</td><td>✓</td></tr><tr><td>endoskopy</td><td>✓</td></tr><tr><td>inkubatory</td><td>✗</td></tr><tr><td>powierzchnie</td><td>✗</td></tr><tr><td>myjka ultradźwiękowa</td><td>✓</td></tr></table>	instrumenty medyczne	✓	endoskopy	✓	inkubatory	✗	powierzchnie	✗	myjka ultradźwiękowa	✓	Opakowania 1,5 kg wiadro (3050490): 4x1,5 kg 6 kg wiadro (3050580): 1x6 kg
instrumenty medyczne	✓												
endoskopy	✓												
inkubatory	✗												
powierzchnie	✗												
myjka ultradźwiękowa	✓												
Mycie i dezynfekcja	Sekusept® Pulver • Szerokie spektrum działania obejmujące: bakterie, drożdże, wirusy (HBV, HCV, HIV oraz Adeno, Rota, Polio, Papova), a po dodaniu aktywatora również prątki gruźlicy (Tbc) i spory bakterii • Przetestowany zgodnie z metodyką DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii) i normami europejskimi • Preparat czyści i rozpuszcza krew, ropę, białko, plwocinę i wydzieliny • Substancja aktywna nowej generacji • Zmniejszone pylenie, całkowicie rozpuszczalny • Doskonałe właściwości myjące • Bardzo dobra tolerancja materiałowa • Bezwonny w roztworze • Opinia firmy Olympus • Wyrób medyczny klasy IIb	Obszar zastosowań <table><tr><td>instrumenty medyczne</td><td>✓</td></tr><tr><td>endoskopy</td><td>✓</td></tr><tr><td>inkubatory</td><td>✓</td></tr><tr><td>powierzchnie</td><td>✓</td></tr><tr><td>myjka ultradźwiękowa</td><td>✓</td></tr></table>	instrumenty medyczne	✓	endoskopy	✓	inkubatory	✓	powierzchnie	✓	myjka ultradźwiękowa	✓	Opakowania 2 kg wiadro z miarką dozującą (3049400): 4x2kg 10 kg wiadro z miarką dozującą (3049420): 1x10kg 20 kg worek (3049430): 1x20 kg 2 l butelka aktywatora (3031270): 4x2 l
instrumenty medyczne	✓												
endoskopy	✓												
inkubatory	✓												
powierzchnie	✓												
myjka ultradźwiękowa	✓												
Mycie i dezynfekcja	Sekusept® Plus • Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy: osłonięte (HBV, HCV, HIV) zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha) oraz Adeno i Papova • Umieszczony na liście VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) • Glukoprotamin® – innowacyjna substancja aktywna • Zawiera inhibitory korozji • Miły zapach • Doskonałe właściwości myjące • Bardzo dobra tolerancja materiałowa • Opinia firmy Olympus • Wyrób medyczny klasy IIb	Obszar zastosowań <table><tr><td>instrumenty medyczne</td><td>✓</td></tr><tr><td>endoskopy</td><td>✓</td></tr><tr><td>inkubatory</td><td>✗</td></tr><tr><td>powierzchnie</td><td>✗</td></tr><tr><td>myjka ultradźwiękowa</td><td>✓</td></tr></table>	instrumenty medyczne	✓	endoskopy	✓	inkubatory	✗	powierzchnie	✗	myjka ultradźwiękowa	✓	Opakowania 2 l butelka (3045570): 4x2 l 6 l kanister (3012500): 1x6 l
instrumenty medyczne	✓												
endoskopy	✓												
inkubatory	✗												
powierzchnie	✗												
myjka ultradźwiękowa	✓												
Mycie i dezynfekcja	Seku® Extra • Aktywny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów i wirusów: HBV, HIV, Adeno, Papova, SV40, Vakzinia i Polio • Przetestowany zgodnie z metodyką DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), DVV (Niemieckie Towarzystwo Zwalczania Chorób Wirusowych) i PZH • Bez formaldehydu • Wysoce skoncentrowany • Dobre właściwości myjące • Bardzo dobra tolerancja materiałowa • Opinia firmy Olympus • Wyrób medyczny klasy IIb	Obszar zastosowań <table><tr><td>instrumenty medyczne</td><td>✓</td></tr><tr><td>endoskopy</td><td>✓</td></tr><tr><td>inkubatory</td><td>✗</td></tr><tr><td>powierzchnie</td><td>✗</td></tr><tr><td>myjka ultradźwiękowa</td><td>✓</td></tr></table>	instrumenty medyczne	✓	endoskopy	✓	inkubatory	✗	powierzchnie	✗	myjka ultradźwiękowa	✓	Opakowania 2 l butelka (3031230): 4x2 l 6 l kanister (3018370): 1x6 l
instrumenty medyczne	✓												
endoskopy	✓												
inkubatory	✗												
powierzchnie	✗												
myjka ultradźwiękowa	✓												

Sekumatic® IS

- Środek do konserwacji narzędzi lekarskich po ręcznym lub maszynowym myciu i dezynfekcji, do stosowania przed i po procesie sterylizacji
- Przygotowany na bazie toksykologicznie sprawdzonego obojętnego i konfekcjonowanego w warunkach sterylnych oleju parafinowego, pozwalającego na stosowanie preparatu również do narzędzi, które nie mogą być poddane sterylizacji termicznej
- Wyrób medyczny klasy I

Obszar zastosowań

myjnie-dezynfektory	✓
myjnie kontenerów, wózków	✓
stacje łóżek	✓
pluczki - dezynfektory basenów	✓

Opakowanie

250 ml pojemnik z końcówką rozpylającą (3023580): 12x250 ml



Sekudrill®

- Szerokie spektrum działania obejmujące: bakterie, drożdże, wirusy (łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, Papova, a po dodaniu aktywatora również prątki gruźlicy (Tbc)
- Przetestowany zgodnie z metodyką PZH, IGIChP, RKI (Instytut Roberta Kocha), VAH (Stowarzyszenie Higieny Sosowanej)
- Preparat gotowy do użycia
- Doskonałe właściwości myjące
- Bardzo dobra tolerancja materiałowa
- Zawiera inhibitory korozji
- Wyrób medyczny klasy IIb

Obszar zastosowań

rotujące instrumenty medyczne	✓
wiertła	✓
frezy kostne	✓
narzędzia ściernicze i polerujące (gumki silikonowe, płytki ceramiczne, narzędzia do leczenia kanałowego itp.)	✓
myjka ultradźwiękowa	✓

Opakowania

combipack (but. 2 l + but. 60 ml aktywator) (3053520): 4x(2 l+60 ml)



Wanny dezynfekcyjne

Umieszczenie instrumentów medycznych w roztworze dezynfekcyjnym bezpośrednio po ich użyciu zmniejsza ryzyko zakażenia personelu oraz pacjentów. Nasze wanny dezynfekcyjne gwarantują bezpieczny i prosty sposób przygotowania instrumentarium medycznego.



Sekudrillbox®

Miniaturowa wanienka wykonana ze specjalnego tworzywa przeznaczona do dezynfekcji wiertel, ściernic z użyciem preparatu dezynfekcyjnego Sekudrill. Sekudrillbox jest wyposażony w sito odcędzające, pokrywa wanienki posiada otwór służący do łatwego umieszczania wiertel w pojemniku.

Opakowania

1 szt. (10010770): 1x1 szt.



Wanny Sekusept®

- Wanna o poj 2 l: wykonana z polipropylenu, przezroczysta pokrywa z makrolonu, wkładka-sito z PCV (wymiary (wewn. w mm): A x B x H = 300 x 150 x 100)
- Wanna o poj 8 l: wykonana z polipropylenu, przezroczysta pokrywa z makrolonu, wkładka-sito z PCV (wymiary (wewn. w mm): A x B x H = 290 x 300 x 200)
- Wanna o poj 10 l: wykonana z polipropylenu, przezroczysta pokrywa z makrolonu (wymiary (wewn. w mm): A x B x H = 500 x 290 x 100)
- Wanna o poj 30 l: wykonana z polipropylenu, pokrywa, wkładka-sito z PCV, kurek odpływowy (wymiary (wewn. w mm): A x B x H = 520 x 310 x 210)


Opakowania

wanna o poj. 2 l (10000049): 1x1 szt.
 wanna niebieska o poj. 2 l (10094627): 1x1 szt.
 wanna o poj. 8 l (10000235): 1x1 szt.
 wanna o poj. 10 l (10000331): 1x1 szt.
 wanna o poj. 30 l (10000243): 1x1 szt.



Mycie i dezynfekcja endoskopów

Dzięki intensywnym pracom badawczym prowadzonym z udziałem wiodącego producenta endoskopów, firmy Olympus, Ecolab opracował specjalistyczną paletę produktów, które doskonale spełniają wszystkie stawiane wymagania w procesie mycia i dezynfekcji endoskopów.



Mycie i dezynfekcja	Sekusept® aktiv • Skuteczny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów: HBV, HCV, HIV i wirusów testowych wg. DVV (Adeno, Papova, Vakzinia i Polio) oraz sporobójczy (Bacillus subtilis) • Na bazie aktywnego tlenu • W postaci całkowicie rozpuszczalnego granulatu • Bardzo krótki czas działania - już od 5 min. • Doskonała tolerancja materiałowa, idealny do endoskopów giętkich • Brak interakcji z innymi substancjami aktywnymi wykorzystywanymi do maszynowej dezynfekcji końcowej (niepotrzebne płukanie po czyszczeniu wstępnym Sekusept Aktiv) • Optymalna jakość mycia, zupełna czystość optyki instrumentarium • Zminimalizowany efekt pienienia • Paski kontrolne umożliwiające kontrolę aktywności preparatu • Opinia firmy Olympus • Wyrób medyczny klasy IIb	Obszar zastosowań <table><tr><td>instrumenty medyczne</td><td>✓</td></tr><tr><td>endoskopy</td><td>✓</td></tr><tr><td>inkubatory</td><td>✗</td></tr><tr><td>powierzchnie</td><td>✗</td></tr><tr><td>myjka ultradźwiękowa</td><td>✓</td></tr></table>	instrumenty medyczne	✓	endoskopy	✓	inkubatory	✗	powierzchnie	✗	myjka ultradźwiękowa	✓	Opakowania 1,5 kg wiadro (3050490): 4x1,5 kg 6 kg wiadro (3050580): 1x6 kg 
instrumenty medyczne	✓												
endoskopy	✓												
inkubatory	✗												
powierzchnie	✗												
myjka ultradźwiękowa	✓												
Dezynfekcja	Sekusept® easy • Aktywny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów i wirusów: Adeno, Papova, Vakzinia, Polio, sporobójczy • Przetestowany zgodnie z metodyką PZH, DVV (Niemieckie Towarzystwo Zwalczenia Chorób Wirusowych) oraz wg norm europejskich • Produkt gotowy do użycia po zaktywowaniu • Krótki czas działania • Bardzo dobra tolerancja materiałowa • Wyrób medyczny klasy IIb	Obszar zastosowań <table><tr><td>instrumenty medyczne</td><td>✓</td></tr><tr><td>endoskopy</td><td>✓</td></tr><tr><td>inkubatory</td><td>✗</td></tr><tr><td>powierzchnie</td><td>✗</td></tr><tr><td>myjka ultradźwiękowa</td><td>✗</td></tr></table>	instrumenty medyczne	✓	endoskopy	✓	inkubatory	✗	powierzchnie	✗	myjka ultradźwiękowa	✗	Opakowania combipack (225 ml + 210 ml aktywatora) (3028780): 6x(225 ml+210 ml) 
instrumenty medyczne	✓												
endoskopy	✓												
inkubatory	✗												
powierzchnie	✗												
myjka ultradźwiękowa	✗												
Mycie wstępne	Seku® Zyme • Enzymatyczny preparat myjący • Doskonałe właściwości czyszczące • W postaci koncentratu • Krótki czas działania • Bardzo dobra tolerancja materiałowa • Wyrób medyczny klasy I	Obszar zastosowań <table><tr><td>instrumenty medyczne</td><td>✓</td></tr><tr><td>endoskopy</td><td>✓</td></tr><tr><td>myjka ultradźwiękowa</td><td>✓</td></tr><tr><td>usuwa zanieczyszczenia organiczne</td><td>✓</td></tr><tr><td>usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne</td><td>✓</td></tr></table>	instrumenty medyczne	✓	endoskopy	✓	myjka ultradźwiękowa	✓	usuwa zanieczyszczenia organiczne	✓	usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne	✓	Opakowanie 2 l butelka (3031190): 4x2 l 
instrumenty medyczne	✓												
endoskopy	✓												
myjka ultradźwiękowa	✓												
usuwa zanieczyszczenia organiczne	✓												
usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne	✓												
Mycie wstępne	Sekusept® Cleaner • Tenzydowy preparat myjący • Doskonałe właściwości czyszczące • Krótki czas działania • Ułatwia prawidłowe przygotowanie endoskopu • W postaci koncentratu • Starannie dobrane substancje zapachowe • Bardzo dobra tolerancja materiałowa • Niskie stężenie użytkowe • Wyrób medyczny klasy I	Obszar zastosowań <table><tr><td>instrumenty medyczne</td><td>✓</td></tr><tr><td>endoskopy</td><td>✓</td></tr><tr><td>myjka ultradźwiękowa</td><td>✓</td></tr><tr><td>usuwa zanieczyszczenia organiczne</td><td>✓</td></tr><tr><td>usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne</td><td>✓</td></tr></table>	instrumenty medyczne	✓	endoskopy	✓	myjka ultradźwiękowa	✓	usuwa zanieczyszczenia organiczne	✓	usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne	✓	Opakowanie 2 l butelka (3031030): 4x2 l 
instrumenty medyczne	✓												
endoskopy	✓												
myjka ultradźwiękowa	✓												
usuwa zanieczyszczenia organiczne	✓												
usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne	✓												

Chusteczki dezynfekcyjne

Gotowe do użycia, praktyczne chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego to łatwe stosowanie i możliwość natychmiastowego użycia. Zastosowanie chusteczek nasączonych roztworem substancji aktywnej zmniejsza nakład pracy oraz zwiększa bezpieczeństwo produktu. Dzięki różnorodnej wielkości i różnej chłonności chusteczki nadają się do wielu zastosowań. Chusteczki Ecolab przeznaczone są do jednorazowego użycia, tak więc wykluczone jest prawdopodobieństwo wystąpienia skażenia krzyżowego. Wysoka skuteczność dezynfekcji i wysokie bezpieczeństwo dla użytkownika to podstawowa cecha, dzięki której klienci coraz chętniej sięgają po takie rozwiązania. W naszej palecie znajdują Państwo chusteczki nasączone alkoholem, jak również bezalkoholowe, zalecane do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu (w tym głowic USG).



Chusteczki dezynfekcyjne

Incides® N

- Chusteczki o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym i prątkobójczym. Skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV), a także wirusów Rota, Adeno, Papowa, Simian SV40 i Noro
- Szybka dezynfekcja powierzchni wg DGHM już w 1 min.
- Gotowe do użycia
- Bez aldehydów
- Krótki czas działania
- Rozmiar chusteczek: 130x245 mm
- Brak pozostałości na powierzchniach
- Możliwość nabycia wkładów uzupełniających
- Wyrób medyczny klasy IIa

Obszar zastosowań

małe powierzchnie (blaty, stoliki, itp.)	✓
sprzęt medyczny (np. końcówki stomatologiczne)	✓
aparatura medyczna	✓
powierzchnie nieodporne na działanie alkoholu	✗

Opakowania

90 szt. pojemnik (3042530): 6x90 szt.
90 szt. op. uzup. (3042550): 5x90 szt.
pakiet startowy - 1x poj. + 2x op. uzup. (3042590): 3x90 szt.



Chusteczki dezynfekcyjne

Sani-Cloth 70

- Chusteczki o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym i prątkobójczym. Skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV)
- Szybka dezynfekcja powierzchni wg DGHM już w 1 min.
- Gotowe do użycia
- Na bazie alkoholu
- Krótki czas działania
- Rozmiar chusteczek: 130x185 mm oraz 200x220 mm
- Brak pozostałości na powierzchniach
- Chusteczki nasączone w procesie produkcji
- Wyrób medyczny klasy IIa

Obszar zastosowań

małe powierzchnie (blaty, stoliki, itp.)	✓
sprzęt medyczny (np. końcówki stomatologiczne)	✓
aparatura medyczna	✓
powierzchnie nieodporne na działanie alkoholu	✗

Opakowania

200 szt. pojemnik (3051190): 6x200 szt.
125 szt. pojemnik (3051210): 6x125 szt.
125 szt. op. uzup. (3051230): 9x125 szt.



Chusteczki dezynfekcyjne

Sani-Cloth Active

- Chusteczki o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i prątkobójczym. Skuteczne wobec wirusów (łącznie z wirusami Noro i Polio)
- Dezynfekcja powierzchni wg DGHM już w 5 min.
- Gotowe do użycia
- Doskonała tolerancja materiałowa (odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholu)
- Rekomendacje producentów głowic USG (GE i Philips)
- Jednoczesne mycie i dezynfekcja
- Chusteczki nasączone w procesie produkcji
- Wyrób medyczny klasy IIa

Obszar zastosowań

małe powierzchnie (blaty, stoliki, itp.)	✓
sprzęt medyczny (fotele zabiegowe, łóżka, itp.)	✓
aparatura medyczna	✓
powierzchnie nieodporne na działanie alkoholu	✓

Opakowania

225 szt. wiaderko (3051620): 1x225 szt.
200 szt. pojemnik (3051560): 6x200 szt.
125 szt. pojemnik (3051580): 6x125 szt.
125 szt. op. uzup. (3051600): 9x125 szt.



Szybka dezynfekcja powierzchni i urządzeń

Gotowe do użycia preparaty do dezynfekcji urządzeń i sprzętu medycznego są niezastąpione w przypadku konieczności przeprowadzenia szybkiej dezynfekcji. Dobre pokrycie dezynfekowanej powierzchni oraz szybkie wysychanie bez pozostałości to najlepsze z możliwych zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjenta i personelu.



Szybka dezynfekcja	Incidin® Liquid Spray - Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) oraz wirusy: Adeno, Papowa, Rota - Przetestowany zgodnie z metodyką PZH, DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), RKI (Instytut Roberta Kocha), VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) - Szybka dezynfekcja powierzchni wg DGHM już w 1 min. - Bez aldehydów - Przyjemny zapach - Gotowy do użycia - Dobra tolerancja materiałowa - Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka nr ZF-K-27/03/09 - Wyrób medyczny klasy IIa	Obszar zastosowań <table><tr><td>małe powierzchnie (blaty, stoliki, itp.)</td><td>✓</td></tr><tr><td>sprzęt medyczny (np. końcówki stomatologiczne)</td><td>✓</td></tr><tr><td>aparatura medyczna</td><td>✓</td></tr><tr><td>powierzchnie nieodporne na działanie alkoholu</td><td>✗</td></tr></table>	małe powierzchnie (blaty, stoliki, itp.)	✓	sprzęt medyczny (np. końcówki stomatologiczne)	✓	aparatura medyczna	✓	powierzchnie nieodporne na działanie alkoholu	✗	Opakowania 650 ml butelka ze spryskiwaczem (3041660): 12x650 ml 1 l butelka (3041620): 12x1 l 5 l kanister (3041640): 2x5 l 
małe powierzchnie (blaty, stoliki, itp.)	✓										
sprzęt medyczny (np. końcówki stomatologiczne)	✓										
aparatura medyczna	✓										
powierzchnie nieodporne na działanie alkoholu	✗										
Szybka dezynfekcja	Incidur® Spray - Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) oraz wirusy: Adeno, Papowa, Rota - Przetestowany zgodnie z metodyką PZH, DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), RKI (Instytut Roberta Kocha), VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) - Szybka dezynfekcja powierzchni wg DGHM już w 1 min. - Przyjemny zapach - Gotowy do użycia - Dobra tolerancja materiałowa - Wyrób medyczny klasy IIa	Obszar zastosowań <table><tr><td>małe powierzchnie (blaty, stoliki, itp.)</td><td>✓</td></tr><tr><td>sprzęt medyczny (np. końcówki stomatologiczne)</td><td>✓</td></tr><tr><td>aparatura medyczna</td><td>✓</td></tr><tr><td>powierzchnie nieodporne na działanie alkoholu</td><td>✗</td></tr></table>	małe powierzchnie (blaty, stoliki, itp.)	✓	sprzęt medyczny (np. końcówki stomatologiczne)	✓	aparatura medyczna	✓	powierzchnie nieodporne na działanie alkoholu	✗	Opakowania 650 ml butelka ze spryskiwaczem (3013450): 12x650 ml 1 l butelka (3013460): 12x1 l 5 l kanister (3013470): 2x5 l 
małe powierzchnie (blaty, stoliki, itp.)	✓										
sprzęt medyczny (np. końcówki stomatologiczne)	✓										
aparatura medyczna	✓										
powierzchnie nieodporne na działanie alkoholu	✗										
Szybka dezynfekcja	Incidin® Foam - Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV), Vakzinia, Adeno, Papowa, Rota - Przetestowany zgodnie z metodyką PZH, DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), RKI (Instytut Roberta Kocha), VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) - Szybka dezynfekcja powierzchni wg DGHM już w 1 min. - Zawiera Glukoprotamin® – innowacyjna substancja aktywna - Przyjemny cytrynowy zapach - Gotowy do użycia - W postaci piany - Dobra tolerancja materiałowa - Pozytywna opinia IMiDz nr ZF –K-35/07 - Wyrób medyczny klasy IIa	Obszar zastosowań <table><tr><td>małe powierzchnie (blaty, stoliki, itp.)</td><td>✓</td></tr><tr><td>sprzęt medyczny (fotele zabiegowe, łóżka itp.)</td><td>✓</td></tr><tr><td>aparatura medyczna</td><td>✓</td></tr><tr><td>powierzchnie nieodporne na działanie alkoholu</td><td>✓</td></tr></table>	małe powierzchnie (blaty, stoliki, itp.)	✓	sprzęt medyczny (fotele zabiegowe, łóżka itp.)	✓	aparatura medyczna	✓	powierzchnie nieodporne na działanie alkoholu	✓	Opakowania 750 ml butelka ze spryskiwaczem (3046010): 16x750 ml 5 l kanister (3013440): 2x5 l 
małe powierzchnie (blaty, stoliki, itp.)	✓										
sprzęt medyczny (fotele zabiegowe, łóżka itp.)	✓										
aparatura medyczna	✓										
powierzchnie nieodporne na działanie alkoholu	✓										
Dezynfekcja i mycie	Dekaseptol® Gel - Szerokie spektrum działania obejmujące: bakterie (łącznie z Tbc), drożdże, grzyby i wirusy (łącznie z HBV, HCV, HIV) oraz Adeno - Przetestowany zgodnie z metodyką PZH, RKI (Instytut Roberta Kocha), DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii) - Zawiera Glukoprotamin® – innowacyjna substancja aktywna - Preparat gotowy do użycia - W postaci żelu - Doskonałe właściwości myjące - Bardzo dobra tolerancja materiałowa - Produkt opracowany wspólnie z KaVo - Wyrób medyczny klasy IIa	Obszar zastosowań <table><tr><td>ssaki</td><td>✓</td></tr><tr><td>ślinciągi</td><td>✓</td></tr><tr><td>spluwaczki</td><td>✓</td></tr><tr><td>działanie dezodoryzujące</td><td>✓</td></tr></table>	ssaki	✓	ślinciągi	✓	spluwaczki	✓	działanie dezodoryzujące	✓	Opakowania 1 l butelka (3006040): 3x1 l + pompka 6 l kanister (3006050): 1x6 l pompka do butelki 1 l (10017245): 1 szt. 
ssaki	✓										
ślinciągi	✓										
spluwaczki	✓										
działanie dezodoryzujące	✓										

Mycie i dezynfekcja dużych zmywalnych powierzchni

Preparaty do mycia i dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni to koncentraty, przeznaczone do rozpuszczania w wodzie. Nasze produkty zostały opracowane z myślą o łatwym i wygodnym dozowaniu, a niskie stężenia użytkowe gwarantują ekonomiczność użycia.



Dezynfekcja i mycie	Incidin® Plus - Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wszystkie wirusy osłonięte (łącznie z HBV, HCV, HIV) oraz Adeno, Papowa, Rota - Przetestowany zgodnie z metodyką PZH, DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), RKI (Instytut Roberta Kocha), VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) oraz wg. norm europejskich - Zawiera Glukoprotamin® – innowacyjna substancja aktywna - Doskonałe właściwości myjące - Substancja mikrobójcza na bazie naturalnych, odnawialnych surowców - Bardzo dobra tolerancja materiałowa - Wyrób medyczny klasy IIa	Obszar zastosowań <table><tr><td>duże powierzchnie</td><td>✓</td></tr><tr><td>powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi</td><td>✗</td></tr><tr><td>sprzęt medyczny</td><td>✓</td></tr><tr><td>przedmioty przez zanurzenie</td><td>✓</td></tr></table>	duże powierzchnie	✓	powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi	✗	sprzęt medyczny	✓	przedmioty przez zanurzenie	✓	Opakowania 2 l butelka z dozownikiem (3054870): 3x2 l 6 l kanister (3054920): 1x6 l 				
	duże powierzchnie	✓													
powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi	✗														
sprzęt medyczny	✓														
przedmioty przez zanurzenie	✓														
Dezynfekcja i mycie	Laudamonium® - Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA), grzyby, wszystkie wirusy osłonięte (łącznie z HBV, HCV, HIV) oraz Papowa - Przetestowany zgodnie z metodyką RKI (Instytut Roberta Kocha), VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) oraz wg. norm europejskich - Bardzo wydajny - Dobre właściwości myjące - Bardzo dobra tolerancja materiałowa - Pozwolenie MZ nr 0184/03 na obrót produktem biobójczym	Obszar zastosowań <table><tr><td>duże powierzchnie</td><td>✓</td></tr><tr><td>powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi</td><td>✗</td></tr><tr><td>sprzęt medyczny</td><td>✓</td></tr><tr><td>sauna, solarium</td><td>✓</td></tr><tr><td>higieniczne mycie rąk i skóry</td><td>✓</td></tr><tr><td>profilaktyka przeciwgrzybiczna</td><td>✓</td></tr></table>	duże powierzchnie	✓	powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi	✗	sprzęt medyczny	✓	sauna, solarium	✓	higieniczne mycie rąk i skóry	✓	profilaktyka przeciwgrzybiczna	✓	Opakowania 2 l kanister (3041730): 3x2 l 6 l kanister (3054940): 1x6 l 
	duże powierzchnie	✓													
powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi	✗														
sprzęt medyczny	✓														
sauna, solarium	✓														
higieniczne mycie rąk i skóry	✓														
profilaktyka przeciwgrzybiczna	✓														
Dezynfekcja i mycie	Virufen® - Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, Tbc, grzyby, wirusy osłonięte (łącznie z HBV, HCV, HIV), Herpes, Rota - Przetestowany zgodnie z metodyką norm EN, DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), RKI (Instytut Roberta Kocha), VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) - Bez aldehydów i substancji lotnych - Niska koncentracja - Bardzo dobre właściwości myjące - Bardzo dobra tolerancja materiałowa - Możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących DG1, DG3 - Wyrób medyczny kl IIa	Obszar zastosowań <table><tr><td>duże powierzchnie</td><td>✓</td></tr><tr><td>powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi</td><td>✗</td></tr><tr><td>sprzęt medyczny</td><td>✓</td></tr><tr><td>przedmioty przez zanurzenie</td><td>✓</td></tr></table>	duże powierzchnie	✓	powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi	✗	sprzęt medyczny	✓	przedmioty przez zanurzenie	✓	Opakowania 2 l kanister (3041730): 3x2 l 6 l kanister (3054940): 1x6 l 				
	duże powierzchnie	✓													
powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi	✗														
sprzęt medyczny	✓														
przedmioty przez zanurzenie	✓														
Dezynfekcja i mycie	Incidin® active - Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), grzyby, wirusy i spory - Przetestowany zgodnie z metodyką PZH i IGiChP oraz wg. norm europejskich - W postaci proszku - Wysoka efektywność substancji aktywnej - Może być stosowany na powierzchnie, przedmioty mające kontakt z żywnością - Wyrób medyczny klasy IIa	Obszar zastosowań <table><tr><td>duże powierzchnie</td><td>✓</td></tr><tr><td>powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi</td><td>✓</td></tr><tr><td>sprzęt medyczny</td><td>✓</td></tr><tr><td>przedmioty przez zanurzenie</td><td>✓</td></tr></table>	duże powierzchnie	✓	powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi	✓	sprzęt medyczny	✓	przedmioty przez zanurzenie	✓	Opakowania 160 g pojemnik (3051910): 24x160 g 1,5 kg wiadro (3051890): 4x1,5 kg 				
	duże powierzchnie	✓													
powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi	✓														
sprzęt medyczny	✓														
przedmioty przez zanurzenie	✓														

Dezynfekcja powierzchni	Medicarine®	- Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy - Preparat przetestowany zgodnie z metodyką PZH i IGIChP - Zawiera aktywny chlor - Niskie stężenie użytkowe, jedna tabletkę na 1,5 l wody - W postaci tabletek - Wszechstronne zastosowanie - Pozwolenie MZ nr 0183/03 na obrót produktem biobójczym	Obszar zastosowań <table><tr><td>powierzchnie duże</td><td>✓</td></tr><tr><td>powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi</td><td>✓</td></tr><tr><td>sanitariaty</td><td>✓</td></tr><tr><td>sprzęt (basen, nerka, itp.)</td><td>✓</td></tr><tr><td>zakłady żywienia zbiorowego, kuchenki oddziałowe, kuchnie</td><td>✓</td></tr><tr><td>rozlana krew, wydzieliny, wydaliny</td><td>✓</td></tr><tr><td>przedmioty przez zanurzenie</td><td>✓</td></tr></table>	powierzchnie duże	✓	powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi	✓	sanitariaty	✓	sprzęt (basen, nerka, itp.)	✓	zakłady żywienia zbiorowego, kuchenki oddziałowe, kuchnie	✓	rozlana krew, wydzieliny, wydaliny	✓	przedmioty przez zanurzenie	✓	Opakowanie pojemnik 300 tabl. x 2,75 g (3017290): 6x300 tabl. 	
	powierzchnie duże	✓																	
	powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi	✓																	
	sanitariaty	✓																	
	sprzęt (basen, nerka, itp.)	✓																	
	zakłady żywienia zbiorowego, kuchenki oddziałowe, kuchnie	✓																	
	rozlana krew, wydzieliny, wydaliny	✓																	
	przedmioty przez zanurzenie	✓																	
	Dezynfekcja i mycie	Actichlor® Plus	- Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy (HBV, HCV, HIV oraz Polio, Adeno) - Preparat przetestowany zgodnie z metodyką PZH i IGIChP - Zawiera aktywny chlor - Niskie stężenie użytkowe, jedna tabletkę na 1 l wody - W postaci tabletek - Dobre właściwości myjące - Wszechstronne zastosowanie - Pozwolenie MZ nr 2791/05 na obrót produktem biobójczym	Obszar zastosowań <table><tr><td>powierzchnie duże</td><td>✓</td></tr><tr><td>powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi</td><td>✓</td></tr><tr><td>sanitariaty</td><td>✓</td></tr><tr><td>sprzęt (basen, nerka, itp.)</td><td>✓</td></tr><tr><td>zakłady żywienia zbiorowego, kuchenki oddziałowe, kuchnie</td><td>✓</td></tr><tr><td>rozlana krew, wydzieliny, wydaliny</td><td>✓</td></tr><tr><td>przedmioty przez zanurzenie</td><td>✓</td></tr></table>	powierzchnie duże	✓	powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi	✓	sanitariaty	✓	sprzęt (basen, nerka, itp.)	✓	zakłady żywienia zbiorowego, kuchenki oddziałowe, kuchnie	✓	rozlana krew, wydzieliny, wydaliny	✓	przedmioty przez zanurzenie	✓	Opakowanie pojemnik 150 tabl. x 4,1 g (3053530): 6x150 tabl. 
		powierzchnie duże	✓																
powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi		✓																	
sanitariaty		✓																	
sprzęt (basen, nerka, itp.)		✓																	
zakłady żywienia zbiorowego, kuchenki oddziałowe, kuchnie		✓																	
rozlana krew, wydzieliny, wydaliny		✓																	
przedmioty przez zanurzenie		✓																	
Dezynfekcja powierzchni		Actichlor® Granules	- Do zasypywania plam krwi, wydaliny, wydzieliny - Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy - Zawiera aktywny chlor - Gotowy do użycia - W postaci granulatu - Pozwolenie MZ nr 1345/04 na obrót produktem biobójczym	Obszar zastosowań <table><tr><td>powierzchnie duże</td><td>✗</td></tr><tr><td>powierzchnie zanieczyszczone substancją organiczną</td><td>✓</td></tr><tr><td>sanitariaty</td><td>✗</td></tr><tr><td>sprzęt (basen, nerka, itp.)</td><td>✗</td></tr><tr><td>zakłady żywienia zbiorowego, kuchenki oddziałowe, kuchnie</td><td>✗</td></tr><tr><td>rozlana krew, wydzieliny, wydaliny</td><td>✓</td></tr></table>	powierzchnie duże	✗	powierzchnie zanieczyszczone substancją organiczną	✓	sanitariaty	✗	sprzęt (basen, nerka, itp.)	✗	zakłady żywienia zbiorowego, kuchenki oddziałowe, kuchnie	✗	rozlana krew, wydzieliny, wydaliny	✓	Opakowanie 500 g pojemnik (3037680): 12x500 g 		
		powierzchnie duże	✗																
	powierzchnie zanieczyszczone substancją organiczną	✓																	
	sanitariaty	✗																	
	sprzęt (basen, nerka, itp.)	✗																	
	zakłady żywienia zbiorowego, kuchenki oddziałowe, kuchnie	✗																	
	rozlana krew, wydzieliny, wydaliny	✓																	

Pranie i dezynfekcja tkanin

Higiena i bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i pacjentów zależy również od utrzymania czystości tkanin i bielizny personelu. Pranie i dezynfekcja jest więc jednym z kluczowych zadań walki z zakażeniami. Środki piorące i dezynfekujące Ecolab pozwalają na utrzymanie najwyższego poziomu higieny.



Pranie i dezynfekcja

Eltra®

- Pierze, wybiela i dezynfekuje
- Umieszczony w wykazie PZH do chemiczno-termicznej dezynfekcji prania przy 65°C
- Do delikatnej, kolorowej i białej bielizny z włókien syntetycznych, mieszanych i czystej bawełny
- Doskonała siła prania już przy 60°C
- Wybiela nie niszcząc włókna
- Aktywny tlen usuwa przykre zapachy już przy temp. 30°C
- Działa biologicznie, skutecznie usuwając zabrudzenia białkiem
- Pierze równie dobrze w wodzie twardej oraz miękkiej
- Wyrób medyczny klasy IIa

Obszar zastosowań

pranie	✓
dezynfekcja chemiczno-termiczna	✓
bielizna biała	✓
bielizna kolorowa	✓

Opakowanie

6 kg wiadro kartonowe (1011210): 1x6 kg



ZESTAW PROCEDUR HIGIENICZNYCH

Zauważając bieżącą potrzebę rynku prywatnych usług medycznych i wychodząc naprzeciw naszym klientom przygotowaliśmy absolutnie nowatorski produkt – **Zestaw procedur higienicznych**.

Procedury higieniczne zostały opracowane z myślą o obowiązujących przepisach oraz szczególnych wymaganiach stawianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Produkt ten jest kierowany do gabinetów lekarskich, stomatologicznych i pracowni protetycznych.

Klient decydując się na ten produkt otrzymuje wszystko, co niezbędne w gabinecie – komplet procedur, plan higieny, plansze, naklejki itp. Poniżej szczegółowy opis, co wchodzi w skład **Zestawu procedur higienicznych dla gabinetu stomatologicznego** (jest to najbardziej rozbudowana opcja produktu):

PAKIET ZAWIERA PROCEDURY:

- Higienicznego mycia i pielęgnacji rąk
- Higienicznej dezynfekcji rąk
- Chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk
- Postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym
- Dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku
- Dezynfekcji i mycia obrotowych narzędzi stomatologicznych
- Dezynfekcji i sterylizacji końcówek stomatologicznych
- Mycia i dezynfekcji systemów ssących i ślinociągowych
- Dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni
- Mycia i dezynfekcji twardych, zmywalnych powierzchni
- Dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym
- Postępowania z odpadami medycznymi
- Prania i dezynfekcji bielizny i odzieży ochronnej personelu medycznego oraz nakładek bawełnianych (mopów) do sprzątania

ORAZ DODATKOWE MATERIAŁY:

- Program higieny dla gabinetów lekarskich i stomatologicznych
- ABC dezynfekcji rąk
- Normy Europejskie - broszura informacyjna
- Płytę CD „Bezpieczny Gabinet”

Plansze:

- Plan higieny dla gabinetu stomatologicznego
- Technika dezynfekcji rąk – A4
- Chirurgiczne mycie i dezynfekcja rąk
- Dekaseptol® Gel – mycie i dezynfekcja systemów ssących oraz miski spluwaczk
- Tabela dozowania
- Tabela dozowania Medicarline®
- Wskazówki dotyczące stosowania Sekusept®-u Pulver
- Wskazówki dotyczące stosowania Seku® Extra
- Wskazówki dotyczące stosowania Sekusept®-u Plus

Naklejki:

- Technika dezynfekcji rąk – A5
- STOP zdezynfekuj ręce! – 2 szt
- W trosce o Twoje bezpieczeństwo w naszym gabinecie stosujemy procedury higieniczne Ecolab
- Odpady szpitalne – 5 szt
- Sekusept na wannę dezynfekcyjną do przygotowania roztworu roboczego – 5 szt.
- Zegar - czas zakończenia dezynfekcji - na wannę dezynfekcyjną

Zestaw procedur higienicznych dla gabinetu lekarskiego ze względu na nieco inną jego specyfikę różni się od stomatologicznego jedynie ilością procedur potrzebnych w gabinecie, a w związku z tym także planem higieny. Dostępny jest również **Zestaw procedur higienicznych dla gabinetu protetycznego**.

W celu ułatwienia realizacji zamówień na zestawy procedur prosimy o składanie ich na odrębnym formularzu, który znajdą Państwo na naszych stronach www.ecolab.pl. Zamówienia takie proszę przysyłać na numer faxu 12 2616199. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 2616163.

Wierzmy, że nasze **Zestawy procedur higienicznych** pomogą wprowadzić nowoczesne standardy higieniczne, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa personelu medycznego i pacjentów.

Opakowanie:


Zestaw procedur higienicznych dla gabinetu stomatologicznego (PHGS)

Zestaw procedur higienicznych dla gabinetu lekarskiego (PHGL)

Zestaw procedur higienicznych dla gabinetu protetycznego (PHGP)



Potrzebujesz książkę procedur do gabinetu?



**Opracowane przez profesjonalistów
- dla najlepszych specjalistów.**

Dystrybucja:

Ecolab Healthcare Europe
Clean. Safe. Healthy.

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków
www.ecolab.pl

